

Sanitäre Hochdruckpumpe

Hygiene Transfer von Flüssigkeit mit Druck

Beschreibung

Die Genizer Sanitär-Hochdruckkolbenpumpe dient zur hygienischen Übertragung von Flüssigkeit mit Druck.

Einzigartige Vorteile

Die Durchflussmenge ist steuerbar und alle Benetzungsteile sind hygienisch.

Typ

Von der kleinen Probe bis zur Produktion: HandPump; NanoPump; PilotPump; ProdPump.

Produktnummer	Maximaler Druck	Fließrate	Mindeststichprobe	Leistung	L×W×H(cm)/ Gewicht
HandPump-2000	2,000bar	25mL/min	1mL	Hand Drive	25×40×20cm/15kg
HandPump-1000	1,000bar	30mL/min	2.5mL	Hand Drive	25×40×20cm/15kg
HandPump-800	800bar	50mL/min	2.5mL	Hand Drive	25×40×20cm/15kg
HandPump-600	600bar	100mL/min	4mL	Hand Drive	25×40×20cm/15kg
HandPump-300	300bar	100mL/min	4mL	Hand Drive	25×40×20cm/15kg
NanoPump-1500	1,500bar	6L/hr	20mL	110V/220V	75×40×35cm/40kg
NanoPump-1000	1,000bar	8L/hr	20mL	110V/220V	75×40×35cm/40kg
NanoPump-800	800bar	10L/hr	20mL	110V/220V	75×40×35cm/40kg
NanoPump-600	600bar	18L/hr	50mL	110V/220V	75×40×35cm/40kg
NanoPump-300	300bar	30L/hr	100mL	110V/220V	75×40×35cm/40kg
PilotPump-1500	1,500bar	20L/hr	100mL	380V/440V	130×60×30cm/150kg
PilotPump-1000	1,000bar	25L/hr	100mL	380V/440V	130×60×30cm/150kg
PilotPump-800	800bar	30L/hr	100mL	380V/440V	130×60×30cm/150kg
PilotPump-600	600bar	60L/hr	200mL	380V/440V	130×60×30cm/150kg
PilotPump-300	300bar	80L/hr	200mL	380V/440V	130×60×30cm/150kg
ProdPump-1500	1,500bar	80L/hr	200mL	380V/440V	140×70×40cm/200kg
ProdPump-1000	1,000bar	100L/hr	200mL	380V/440V	140×70×40cm/200kg
ProdPump-800	800bar	120L/hr	200mL	380V/440V	140×70×40cm/200kg
ProdPump-600	600bar	180L/hr	400mL	380V/440V	140×70×40cm/200kg
ProdPump-300	300bar	200L/hr	400mL	380V/440V	140×70×40cm/200kg



Phone: +1(949) 932-0294
Fax : +1(323) 978-4693
Email: Nano@Genizer.com
https://www.genizer.com/sanitary-high-pressure-pump_p0014.html

Discount available for public research. Genizer.com reserves the right to change specifications without notice. © 2009 by Genizer. All rights reserved. German Version 220325.

Sanitäre Hochdruckpumpe



HandPump



NanoPump



PilotPump

Standardausstattung

Oberfläche	316L Rostfreie Pumpe
Kontrollsystem	Hochdruck-Programmiersteuersysteme [®] : Touchscreen, Geschwindigkeitsregelung, automatische Stopregelung nach Volumen, Zeit, Druck oder Temperatur, einstellbare Lautstärkeregelung, Anzeige von Durchflussrate und Zeit, Überlastschutz
Eingang Typ	1" oder 2" schnelle Verbindung oder Hochdruckkupplung
Ausgang Typ	1" oder 2" schnelle Verbindung oder Hochdruckkupplung
Eingang	SUS316 Zylinder oder Online
Ausgang	SUS316 Zylinder oder Online
Materialstandard	Pharmazeutische Klasse, Freigabe von FDA und GMP
Garantiezeit	Irgendwelche Manufakturfehler innerhalb 1 Jahr

Verfügbare Option

Teile	Liposomenextruder mit hohem Druck, Homogenisierungsventil, Wärmeaustausch
IQ/OQ	Installation und Betriebsqualifikation
Detektor	Druckanzeige, Druck-und Temperatursensor
Ausgang Typ	NPT, UNF, Flansch-und Sonderanfertigungen sind erhältlich
Eingang und Ausgang	100mL, 200mL, 500mL, 1L, 2L Spritze, Zylinder oder Online
Zylinder	Titan-Hochdruckzylinder (Beständig gegen starke Säure und Base)

